


# ラットの脊髄実験で迷っていませんか？


## 脊髄固定装置（ラット用）**STS-B**

ラット用の脊髄固定装置です。脳定位固定装置(SR系)に取り付けできます。

ラットの脊髄を、安全・ソフトにクランプしやすいように、脊髄の押さえ具合が操作している手へ伝わりやすいように設計されています。



《SR-5R/6R はもちろん、すでにお持ちのSR-5N/6Nに取り付ける事が出来ます。》



SR-5R + STS-B の組み合わせ

- 長年、ラット用脊髄・脳定位固定装置としてご好評をいただいております ST-7 の後継の組み合わせになります。
- SR-5R には固定装置用マイクロマニピュレーターSM-15 が付属されております。

